

Kabelzuordnung – Oberschenkelmuskel

Konfigurationshinweis

Oberschenkel-Systeme müssen aufgrund der nicht sichtbaren evomove® Radlerhosen- und Manschetten-Verkabelung dringend in der richtigen Reihenfolge konfiguriert werden.

Beim Screening muss auf die Kabelfarbe geachtet werden:



Bei der Patient:innen-Übergabe müssen die Icons in der App (Konfiguration → Muskelauswahl) beachtet werden:



1. Wird lediglich ein Muskel konfiguriert:

Weißen Kanal / weißes Kabel verwenden.

2. Werden zwei Muskeln konfiguriert:

a) Ischiokrurale Muskulatur & M. gluteus maximus:

Zuerst Ischiokrurale Muskulatur → weißen Kanal / weißes Kabel,
dann M. gluteus maximus → gelben Kanal / gelbes Kabel



b) M. quadriceps femoris & M. gluteus maximus:

Zuerst M. quadriceps femoris → weißen Kanal / weißes Kabel,
dann M. gluteus maximus → gelben Kanal / gelbes Kabel



c) M. quadricpes femoris & Ischiokrurale Muskulatur:

Zuerst M. quadriceps femoris → weißen Kanal / weißes Kabel,
dann Ischiokrurale Muskulatur → gelben Kanal / gelbes Kabel

