

Konfigurationsblatt – Manschette Unterschenkel

Kommissionsnr. / Patient:innen ID:
(kein vollständige Patient:innen Name!)

Referenz (Bestellnr., Auftragsnr., ...):

Schritt 1: Was wird bestellt?

evomove orthokit (inkl. Halterung)
evomove solokit (inkl. Tasche)

Ersatzmanschetten (exkl. Steuereinheit)

rechtes Bein
linkes Bein

Stofffarbe (nur eine Farbe möglich)
● grau ● schwarz

Bedieneinheit (Optional)
Hand (Smartphone)

Arm (Watch)

Testversorgung
(4 Wochen)


Dauerversorgung
nach Testversorgung
Dauerversorgung

Schritt 2: Erfassung der Maße (Option bitte ankreuzen)

1. Option: 3D-Scan


Bitte einen **3D Scan** des Beines mit aufgeklebten Screeningelektroden anfertigen.

Wichtig: Bitte mit möglichst gestrecktem Knie scannen, sodass Knie und Knöchel zu sehen sind. Beim Export darauf achten, dass die Elektroden sichtbar (erhoben) sind, der Scan vollständig ist und keine Überlappungen hat.




Wir akzeptieren .obj und .stl Dateien.

2. Option: Foto und Maßabnahme




Drei Fotos des Unterschenkels mit entsprechenden Elektroden.

Wichtig: Beim Fotografieren müssen Knie und Knöchel zu sehen sein. Achte darauf, dass die Kamera auf die gleiche Höhe wie die Beine ausgerichtet ist.



Schritt 3: Details der Manschette

	L2 Länge der Manschette *(Länge kann +/- 2 cm abweichen)	Standard (Minimal, alle Elektroden eingeschlossen)	Individuell *
	T1 Tasche bzw. Kabelauslass	Standard (medial)	Individuell (bitte auf Foto oder Scan kennzeichnen)
R1 Reißverschluss	Nein	Ja (lateral) *	
		*Verläuft von oben nach unten über die gesamte Länge	
		Hinweis: Bei individueller Länge der Manschette kann ein Reißverschluss nicht immer umgesetzt werden, da wir Standardlängen für die Reißverschlüsse haben.	
S1 Silikonhaftband	Nein	Ja	



Das **vollständig** ausgefüllte Konfigurationsblatt mit allen Bildern oder Scan-Daten und ggf. weitere Anmerkungen bitte an **bestellung@evomotion.de** senden.