

Konfigurationsblatt – StimTex Hüfte

Kommissionsnr. / Patient:innen ID:
(kein vollständige Patient:innen Name!)

Referenz (Bestellnr., Auftragsnr., ...):

Schritt 1: Was wird bestellt?

☐ **evomave orthokit** (inkl. Halterung)

☐ **evomave solokit** (inkl. Tasche)

☐ Ersatz StimTex Hip (exkl. Steuereinheit)

☐ rechtes Bein

☐ linkes Bein

☐ weiblich

☐ männlich

Stofffarbe (nur eine Farbe möglich)

☐ grau ☐ schwarz

Bedieneinheit (Optional)

☐ Hand (Smartphone)

☐ Arm (Watch)


☐ Testversorgung
(4 Wochen)

☐ Dauerversorgung
nach Testversorgung


☐ Dauerversorgung

Schritt 2: Maßabnahme (in jedem Fall erforderlich!)

Umfänge

	U1 Taille (mittig zwischen dem unteren Rippenbogen und dem Beckenkamm, Höhe des Bauchnabels) cm	
	U2 Gesäß (stärkste Stelle Gesäß/Hüfte) cm	
	Wichtig: Bitte beide Beine messen.	
	U3 Oberschenkel (1cm unter Schritt) cm	links rechts
	U4 Knieumfang (Kniekehle) cm	cm

Längen




L1 Knielänge (Taille bis Knieumfang U4)	cm
L2 Gesäß (Taille – stärkste Gesäßstelle)	cm
L3 Sitzlänge (Taille bis Sitzfläche) Wichtig: Die Sitzfläche sollte gerade und ohne Polster sein.	cm
Körpergröße	cm

Schritt 3: Erfassung der Elektrodenposition (Option, bitte ankreuzen)



1. Option: 3D-Scan




3D-Scan mittels eines Scanners erstellen.

Wir akzeptieren .obj und .stl Dateien

Wichtig: Bitte beim Scannen beachten, dass Gesäß und beide Beine stehend von Knie bis Taille zu sehen sind.



2. Option: Fotos



Fotos mit entsprechenden Elektroden.

Wichtig: Beim Fotografieren müssen beide Beine stehend von Taille bis Knie zu sehen sein. Achte darauf, dass die Kamera auf die gleiche Höhe wie die Elektroden ausgerichtet ist.

Nicht vergessen: Lateral von beiden Seiten fotografieren.

Schritt 4: Details

1

Kordel im Bund

☐ Nein

☐ Ja

2

Handytasche

☐ keine

2a ☐ rechts

2b ☐ links

3

Reißverschluss
(Wunschposition wird je nach Elektrodenposition ggf. angepasst)

☐ Nein

☐ Ja, im Bund

3a ☐ rechts

☐ kurz

☐ lang

3b ☐ mittig

☐ kurz

☐ lang

3c ☐ links

☐ kurz

☐ lang

☐ Ja, am Bein

3d ☐ rechts


☐ kurz

☐ lang

3e ☐ links

☐ kurz

☐ lang



T1 Tasche bzw. Kabelausslass

☐ Standard (lateral)

☐ Individuell
(bitte auf Foto oder Scan kennzeichnen)

Traghöhe

☐ Taillenhose

☐ Hüfthose

Notizen

Das **vollständig** ausgefüllte Konfigurationsblatt mit allen Bildern oder Scan-Daten und ggf. weitere Anmerkungen bitte an bestellung@evomotion.de senden.

Konfigurationsblatt – StimTex Oberschenkel

Kommissionsnr. / Patient:innen ID:
(kein vollständige Patient:innen Name!)

Referenz (Bestellnr., Auftragsnr., ...):

Schritt 1: Was wird bestellt?

evomove orthokit (inkl. Halterung)

evomove solokit (inkl. Tasche)

Ersatz StimTex Oberschenkel
(exkl. Steuereinheit)

rechtes Bein

linkes Bein

Stofffarbe (nur eine Farbe möglich)

☐ grau ☒ schwarz ☐ schwarz

Bedieneinheit (Optional)
Hand (Smartphone)

Arm (Watch)

Testversorgung
(4 Wochen)

Dauerversorgung
nach Testversorgung


Dauerversorgung

Schritt 2: Erfassung der Maße (Option bitte ankreuzen)

1. Option: 3D-Scan


Bitte einen **3D Scan** des Beines mit aufgeklebten Screeningelektroden anfertigen.

Wichtig: Bitte mit möglichst gestrecktem Knie scannen, sodass Knie und Becken zu sehen sind. Beim Export darauf achten, dass die Elektroden sichtbar (erhoben) sind, der Scan vollständig ist und keine Überlappungen hat.




Wir akzeptieren .obj und .stl Dateien.

2. Option: Foto und Maßabnahme



Drei Fotos des Oberschenkels mit entsprechenden Elektroden.

Wichtig: Beim Fotografieren müssen Knie und Becken zu sehen sein. Achte darauf, dass die Kamera auf die gleiche Höhe wie die Elektroden ausgerichtet ist.



Schritt 3: Details

	L2	Standard (Minimal, alle Elektroden eingeschlossen)
	Länge *(Länge kann +/- 2 cm abweichen)	Individuell *
	T1	Standard (lateral)
	Tasche bzw. Kabelausslass	Individuell (bitte auf Foto oder Scan kennzeichnen)
R1	Reißverschluss	Nein Ja (medial) *
*Verläuft von oben nach unten über die gesamte Länge Hinweis: Bei individueller Länge der StimTex kann ein Reißverschluss nicht immer umgesetzt werden, da wir Standardlängen für die Reißverschlüsse haben.		
S1	Silikonhaftband	Nein Ja

Das **vollständig** ausgefüllte Konfigurationsblatt mit allen Bildern oder Scan-Daten und ggf. weitere Anmerkungen bitte an **bestellung@evomotion.de** senden.

Konfigurationsblatt – StimTex Unterschenkel

Kommissionsnr. / Patient:innen ID:
(kein vollständige Patient:innen Name!)

Referenz (Bestellnr., Auftragsnr., ...):

Schritt 1: Was wird bestellt?

evomove orthokit (inkl. Halterung)

evomove solokit (inkl. Tasche)

Ersatz StimTex Unterschenkel
(exkl. Steuereinheit)

rechtes Bein

linkes Bein

Stofffarbe (nur eine Farbe möglich)

● grau ● schwarz

Testversorgung
(4 Wochen)

Dauerversorgung
nach Testversorgung

Dauerversorgung

Bedieneinheit (Optional)
Hand (Smartphone)


Arm (Watch)

Schritt 2: Erfassung der Maße (Option bitte ankreuzen)

1. Option: 3D-Scan


Bitte einen **3D Scan** des Beines mit aufgeklebten Screeningelektroden anfertigen.

Wichtig: Bitte mit möglichst gestrecktem Knie scannen, sodass Knie und Knöchel zu sehen sind. Beim Export darauf achten, dass die Elektroden sichtbar (erhoben) sind, der Scan vollständig ist und keine Überlappungen hat.




Wir akzeptieren .obj und .stl Dateien.

2. Option: Foto und Maßabnahme



Drei Fotos des Unterschenkels mit entsprechenden Elektroden.

Wichtig: Beim Fotografieren müssen Knie und Knöchel zu sehen sein. Achte darauf, dass die Kamera auf die gleiche Höhe wie die Beine ausgerichtet ist.



Schritt 3: Details

	L2 Länge *(Länge kann +/- 2 cm abweichen)	Standard (Minimal, alle Elektroden eingeschlossen)	Individuell *
	T1 Tasche bzw. Kabelausslass	Standard (medial)	Individuell (bitte auf Foto oder Scan kennzeichnen)
R1 Reißverschluss	Nein	Ja (lateral)*	
*Verläuft von oben nach unten über die gesamte Länge Hinweis: Bei individueller Länge der StimTex kann ein Reißverschluss nicht immer umgesetzt werden, da wir Standardlängen für die Reißverschlüsse haben.			
S1 Silikonhaftband	Nein	Ja	

Das **vollständig** ausgefüllte Konfigurationsblatt mit allen Bildern oder Scan-Daten und ggf. weitere Anmerkungen bitte an **bestellung@evomotion.de** senden.